







Proma inject LDS Spritze 1ml



Die Low-Dead-Space Technologie basiert auf einer exakten Passform zwischen Gummistempel und Nadelanschluss und ermöglicht es den Prima inject LDS Spritzen den Produktverlust auf nahezu Null zu minimieren. In Kombination mit einer Low-Dead-Space Nadel ist die Effizienz sogar noch höher.



Der Luer-Lock Adapter fixiert die Injektionsnadel fest auf der Spritze, sodass der Anwender mit einem größeren Druckbereich auf dem Kolben arbeiten kann, ohne das Risiko einzugehen, dass die Nadel sich löst. Der speziell entwickelte Stempel gleitet ohne zu blockieren und sorgt für hohe Kontrolle während der Injektion.



Die Effizienz unserer Produktionsanlagen ermöglicht es uns, die Herstellungskosten drastisch zu senken und gleichzeitig die höchsten Standards der amerikanischen FDA und der europäischen EMA einzuhalten.

Wir sind stolz darauf, die Kosteneffizienz unserer Innovationen an unsere Kunden weitergeben zu können, weshalb wir die Proma inject LDS Spritzen deutlich unter dem Marktdurchschnitt für Sie anbieten.

Wir sind stolz darauf, die Kosteneffizienz unserer Innovationen an unsere Kunden weitergeben zu können, weshalb wir die Proma inject LDS Spritzen deutlich unter dem Marktdurchschnitt für Sie anbieten.

Bestellen Sie hier:



PromaInject ist Teil von ProMaMedical GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 10
85640 Putzbrunn – Munich,
Germany

T: +49 (0)89 7474713-0
F: +49 (0)89 7474713-1
M: info@promainject.com
W: www.promainject.com

emailen Sie uns:



© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 115–122

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 115–122

